




# ABUTMENT COMPATIBILI

Viti & TPA



# VITI STANDARD


I marchi citati non sono di proprietà di Biaggi Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.



| CODICE       | CODICE TIN       | COMPATIBILITA'                           | PIATTAFORMA           | BATTUTA | TESTA<br>DIAMETRO | METRICA   | TESTA<br>(L1) | CORPO<br>(L2) | TOTALE<br>(LT) | CHIAVE<br>UTENSILE | TORQUE |
|--------------|------------------|--|-----------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------|
| ABC/AA-TN-00 | ABC/AA-TN-00/TiN | Nobel Biocare® Branemark System®         | ø3.5                  | 70°     | 2.25              | M1.6x0.35 | 2.15          | 5.15          | 7.30           | Unigrip            | 35     |
|              |                  | Nobel Biocare® Nobel Active®             | ø3.5                  |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
| ABC/AA-TR-00 | ABC/AA-TR-00/TiN | Nobel Biocare® Branemark System®         | ø4.1                  | 75°     | 2.4               | M2x0.4    | 1.5           | 5.85          | 7.35           | Unigrip            | 35     |
|              |                  | Nobel Biocare® Nobel Active®             | ø4.3                  |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
| ABC/AA-TR-01 | ABC/AA-TR-01/TiN | Hexágono Externo (Plat. Regular)         | ø4.1                  | 75°     | 2.5               | M2x0.4    | 1.67          | 4.6           | 6.27           | Hex. 1.20          | 20     |
| ABC/AA-TR-02 | ABC/AA-TR-02/TiN | Nobel Biocare® Branemark System®         | ø4.1                  | Piatta  | 2.40              | M2x0.4    | 1.45          | 5.9           | 7.35           | Unigrip            | 35     |
|              |                  | Nobel Biocare® Nobel Active®             | ø4.3                  |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
| ABC/AA-TW-00 | ABC/AA-TW-00/TiN | Nobel Biocare® Branemark System®         | ø5.1                  | 72°     | 3.40              | M2.5x0.45 | 1.37          | 5.33          | 6.7            | Unigrip            | 35     |
| ABC/AB-TR-00 | ABC/AB-TR-00/TiN | Multi-Unit                               | ø4.8                  | Piatta  | 2.00              | M1.4x0.3  | 1.35          | 2.1           | 3.45           | Unigrip            | 15     |
| ABC/AC-TN-00 | ABC/AC-TN-00/TiN | Nobel Biocare® Nobel Replace® Select     | ø3.5                  | Piatta  | 2.35              | M1.8x0.35 | 1.8           | 6.5           | 8.3            | Unigrip            | 35     |
| ABC/AC-TR-00 | ABC/AC-TR-00/TiN | Nobel Biocare® Nobel Replace® Select     | ø4.3 / ø5.0           | Piatta  | 2.4               | M2x0.4    | 1.55          | 8.35          | 9.9            | Unigrip            | 35     |
| ABC/AD-TT-00 | ABC/AD-TT-00/TiN | Nobel Biocare® Nobel Active®             | ø3.0                  | 70°     | 1.82              | M1.4x0.3  | 1.86          | 4.84          | 6.7            | Unigrip            | 15     |
| ABC/BA-TR-00 | ABC/BA-TR-00/TiN | Biomet® 3i® Externa™ 3i® (Plat. R)       | ø4.1                  | 75°     | 2.35              | M2x0.4    | 1.79          | 5.81          | 7.6            | Hex. 1.20          | 20     |
| ABC/BA-TR-01 | ABC/BA-TR-01/TiN | Biomet® 3i® Externa™ 3i® (Plat. R)       | ø4.1                  | 75°     | 2.35              | M2x0.4    | 1.79          | 5.81          | 7.6            | Hex. 1.25          | 25     |
| ABC/BA-TR-02 | ABC/BA-TR-02/TiN | Biomet® 3i® Externa™ 3i®                 | ø3.4 / ø4.1 / ø5.0    | Piatta  | 2.4               | M2x0.4    | 1.65          | 6.15          | 7.8            | Cuad. 1.30         | 35     |
| ABC/BB-TR-01 | ABC/BB-TR-01/TiN | Biomet® 3i® Certain®                     | ø3.4 / ø4.1 / ø5.0    | Piatta  | 2.0               | M1.6x0.35 | 1.9           | 6.5           | 8.4            | Hex. 1.20          | 20     |
| ABC/BB-TR-02 | -                | Biomet® 3i® Certain®                     | ø4.1 / ø5.0           | 140°    | 2.30              | M1.6x0.35 | 2.05          | 6.35          | 8.4            | Hex. 1.20          | 20     |
| ABC/CA-TR-00 | ABC/CA-TR-00/TiN | Klockner® SK2-NK2                        | ø4.2                  | 90°     | 2.45              | M1.8x0.35 | 2.39          | 3.56          | 5.95           | Hex. 1.70          | 30     |
| ABC/CA-TR-01 | ABC/CA-TR-01/TiN | Klockner® SK2-NK2                        | ø4.2                  | 90°     | 2.45              | M1.8x0.35 | 0.72          | 3.58          | 4.3            | Cruz               | 30     |
| ABC/CB-TR-00 | ABC/CB-TR-00/TiN | Klockner® Essential Cone®                | ø4.5                  | 90°     | 2.18              | M1.8x0.35 | 2.3           | 4.9           | 7.2            | Estrella           | 30     |
| ABC/DA-TR-00 | ABC/DA-TR-00/TiN | Straumann® Tissue Level (Sobre SynOcta®) | ø4.8                  | 90°     | 2.4               | M2x0.4    | 1.2           | 3.3           | 4.5            | Torx               | 35     |
| ABC/DA-TR-01 | ABC/DA-TR-01/TiN | Straumann® Tissue Level (Implant level)  | ø4.8 / ø6.5           | 30°     | 2.4               | M2x0.4    | 3.03          | 3.67          | 6.7            | Torx               | 35     |
| ABC/DA-TR-02 | -                | Straumann® Tissue Level                  | ø4.8                  | Piatta  | 2.52              | M2x0.4    | 1.45          | 5.9           | 7.35           | Torx               | 35     |
| ABC/DA-TR-03 | -                | Straumann® Tissue Level                  | ø4.8                  | 30°     | 2.57              | M2x0.4    | 3.05          | 3.65          | 6.7            | Torx               | 35     |
| ABC/DB-TR-00 | ABC/DB-TR-00/TiN | Straumann® Bone Level                    | ø3.3 / ø4.1           | 30°     | 2.1               | M1.6x0.35 | 2.31          | 5.54          | 7.85           | Torx               | 35     |
| ABC/EA-TN-00 | ABC/EA-TN-00/TiN | Astra® Osseospeed™                       | ø3.0                  | 120°    | 2.1               | M1.4x0.3  | 2             | 5.5           | 7.5            | Hex. 1.27          | 15     |
| ABC/EA-TR-00 | ABC/EA-TR-00/TiN | Astra® Osseospeed™                       | ø3.5 - ø4.0           | Piatta  | 2.35              | M1.6x0.35 | 1.95          | 6.3           | 8.25           | Hex. 1.27          | 20     |
| ABC/EA-TR-01 | ABC/EA-TR-01/TiN | Astra® Cono 20°                          | ø3.5-ø4.0 / ø4.5-ø5.0 | Piatta  | 2.25              | M1.4x0.3  | 1.85          | 2.95          | 4.8            | Hex. 1.27          | 15     |
| ABC/EA-TW-00 | ABC/EA-TW-00/TiN | Astra® Osseospeed™                       | ø4.5 - ø5.0           | Piatta  | 2.35              | M2x0.4    | 1.9           | 8.4           | 10.3           | Hex. 1.27          | 25     |
| ABC/EB-TN-00 | ABC/EB-TN-00/TiN | Astra® Evolution®                        | ø3.6                  | 60°     | 2.15              | M1.6x0.35 | 2.12          | 5.33          | 7.45           | Hex. 1.27          | 20     |
| ABC/EB-TR-00 | ABC/EB-TR-00/TiN | Astra® Evolution®                        | ø4.2                  | 100°    | 2.35              | M1.8x0.35 | 1.92          | 5.70          | 7.62           | Hex. 1.27          | 20     |
| ABC/FA-TR-00 | ABC/FA-TR-00/TiN | Zimmer® Screw Vent®                      | ø3.5/ ø4.5 / ø5.7     | 140°    | 2.1               | M1.8x0.35 | 2.54          | 5.66          | 8.2            | Hex. 1.25          | 30     |
| ABC/FB-TR-00 | ABC/FB-TR-00/TiN | Zimmer® SwissPlus®                       | ø4.8                  | 140°    | 2.3               | M2x0.4    | 2.55          | 6.75          | 9.3            | Hex. 1.25          | 30     |
| ABC/FB-TR-01 | ABC/FB-TR-01/TiN | Zimmer® SwissPlus®                       | ø4.8                  | 30°     | 2.4               | M2x0.4    | 3.03          | 3.87          | 6.9            | Hex. 1.25          | 30     |
| ABC/GA-TN-00 | ABC/GA-TN-00/TiN | BTI® Hexágono Externo                    | ø3.5                  | Piatta  | 2.35              | M2x0.4    | 1.7           | 3.85          | 5.55           | Hex. 1.20          | 20     |



# VITI STANDARD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggi Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.



| CODICE       | CODICE TIN       | COMPATIBILITA'                         | PIATTAFORMA                   | BATTUTA | TESTA<br>DIAMETRO | METRICA   | TESTA<br>(L1) | CORPO<br>(L2) | TOTALE<br>(LT) | CHIAVE<br>UTENSILE  | TORQUE |
|--------------|------------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------------|--------|
| ABC/GA-TW-00 | ABC/GA-TW-00/TIN | BTI® Hexágono Externo                  | ø5.5                          | Piatta  | 2.55              | M2x0.4    | 1.7           | 6.15          | 7.85           | Hex. 120            | 20     |
| ABC/GB-TR-00 | ABC/GB-TR-00/TIN | BTI® Interna Universal®                | Universal® ø4.1<br>Largo ø5.5 | Piatta  | 2.4               | M1.8x0.35 | 1.85          | 5.2           | 7.05           | Hex. 120            | 20     |
| ABC/HA-TN-00 | ABC/HA-TN-00/TIN | Microdent® Microdent® System           | ø3.5                          | 140°    | 2.5               | M1.8x0.35 | 2.13          | 3.87          | 6              | Hex. 120            | 20     |
| ABC/HA-TR-00 | ABC/HA-TR-00/TIN | Microdent® Microdent® System           | ø4.2 / ø5.1                   | 120°    | 2.7               | M2x0.4    | 2.5           | 5.5           | 8              | Hex. 175            | 30     |
| ABC/IA-TR-00 | ABC/IA-TR-00/TIN | Dentsply® Xive® Friadent®              | ø3.4 / ø3.8 / ø4.5            | 90°     | 2.05              | M1.6x0.35 | 2.1           | 6.75          | 8.85           | Hex. 120            | 24     |
| ABC/IB-TR-00 | -                | Dentsply® Ankylos® Balance Base Narrow | C/X                           | 60°     | 2.4               | M1.6x0.35 | 1.66          | 3.04          | 4.7            | Hex. 10             | 15     |
| ABC/IB-TR-01 | -                | Dentsply® Ankylos®                     | C/X                           | 60°     | 2.05              | M1.8x0.35 | 2             | 6.15          | 8.15           | Hex. 10             | 25     |
| ABC/ID-TT-00 | -                | Osteoplus® Iridium™ Argentum®          | ø3.3 / ø3.8 / ø4.2 /<br>ø4.8  | 120°    | 2.40              | M1.8x0.35 | 1.69          | 5.83          | 7.52           | Hex. 125            | 25     |
| ABC/JA-TR-00 | ABC/JA-TR-00/TIN | Camlog® Camlog® Implant System         | ø3.3 / ø3.8 / ø4.3            | 90°     | 2.1               | M1.6x0.35 | 2.35          | 8.1           | 10.45          | Hex. 125            | 20     |
| ABC/KA-CI-08 | -                | Hollow Screw                           | -                             | Piatta  | 2.8               | M2.65x0.3 | 0.7           | 1.4           | 2.1            | Cruz IPD            | 10     |
| ABC/LB-TR-00 | ABC/LB-TR-00/TIN | BioHorizons® Tapered Internal          | ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7       | 90°     | 2.35              | M1.8x0.35 | 2.42          | 4.83          | 7.25           | Hex. 127            | 35     |
| ABC/MA-TN-00 | ABC/MA-TN-00/TIN | Sweden & Martina® Outlink®             | ø3.3                          | 120°    | 2.18              | M1.8x0.35 | 1.75          | 5.75          | 7.5            | Hex. 127            | 25     |
| ABC/MB-TN-00 | ABC/MB-TN-00/TIN | Sweden & Martina® Premium™ Kohno®      | ø3.3 / ø3.8                   | 120°    | 2.2               | M1.8x0.35 | 1.78          | 6.32          | 8.1            | Hex. 127            | 25     |
| ABC/MB-TR-00 | ABC/MB-TR-00/TIN | Sweden & Martina® Premium™ Kohno®      | ø4.25 / ø5.0                  | 120°    | 2.4               | M2x0.4    | 1.78          | 6             | 7.78           | Hex. 127            | 25     |
| ABC/NA-TN-00 | ABC/NA-TN-00/TIN | Phibo® TSH®                            | S2                            | 120°    | 2.23              | M1.8x0.35 | 1.92          | 6.08          | 8              | Hex. 125            | 35     |
| ABC/NA-TW-00 | -                | Phibo® TSH®                            | S5                            | 120°    | 2.5               | M2x0.4    | 2.5           | 5.5           | 8              | Hex. 125            | 35     |
| ABC/TA-TT-00 | ABC/TA-TT-00/TIN | MIS® Seven®                            | Narrow 3.3                    | 120°    | 2.1               | M1.6x0.35 | 2.58          | 5.1           | 7.68           | Hex. 125            | 30     |
| ABC/TB-TR-00 | ABC/TB-TR-00/TIN | MIS® C1/V3®                            | Standard                      | 120°    | 2.2               | UNF 1-72  | 2.44          | 5.18          | 7.62           | Hex. 125            | 30     |
| ABC/WB-TR-00 | -                | Megagen® Any Ridge®                    | ø4.2                          | Piatta  | 2.1               | M1.8x0.35 | 2             | 6             | 8              | Hex. 120            | 25     |
| ABC/VA-TR-00 | -                |  |                               | Piatta  | 2.4               | M2x0.4    | 2.2           | 5.8           | 8              | Hex. 120            | 25     |
| ABC/XA-TR-00 | -                | Dentium® Implantium®                   | ø4.0 / ø4.5 / ø5.0            | 120°    | 2.3               | M2x0.4    | 2             | 8.20          | 10.2           | Hex. 127            | 20     |
| ABC/XA-TR-02 | -                | Nobel Biocare® Branemark System®       | ø4.1                          | Piatta  | 2.52              | M2x0.4    | 1.45          | 5.9           | 7.35           | Hex. 120            | 30     |
|              |                  | Nobel Biocare® Nobel Active®           | ø4.3                          |         |                   |           |               |               |                |                     |        |
| ABC/ZA-TR-00 | -                | Bredent® Blue Sky™                     | ø3.5/ø4.5/ø5.5                | 120°    | 2.17              | M1.8x0.35 | 1.75          | 7.45          | 9.2            | Unigrip<br>Bredent® | 25     |







| REFERENCE    | COMPATIBILITA'                           | PIATTAFORMA                 | BATTUTA | TESTA<br>DIAMETRO | METRICA   | TESTA<br>(L1) | CORPO<br>(L2) | TOTALE<br>(LT) | CHIAVE<br>UTENSILE | TORQUE |
|--------------|--|-----------------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------|
| IPD/AA-TN-50 | Nobel Biocare® Branemark System®         | ø3.5                        | 70°     | 2.3               | M1.6x0.35 | 2.08          | 4.72          | 6.8            | TPA                | 20     |
|              | Nobel Biocare® Nobel Active®             | ø3.5                        |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
| IPD/AA-TR-50 | Nobel Biocare® Branemark System®         | ø4.1                        | 75°     | 2.3               | M2x0.4    | 1.93          | 3.87          | 5.8            | TPA                | 20     |
|              | Sweden & Martina® Outlink®               | ø4.1 / ø5.0                 |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
|              | Phibo® TSH®                              | S3-S4                       |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
| IPD/AA-TR-52 | Nobel Biocare® Branemark System®         | ø4.1                        | Piatto  | 2.3               | M2x0.4    | 1.4           | 4.4           | 5.8            | TPA                | 20     |
|              | Biomet® 3I® Externa™ 3I®                 | ø3.4 / ø4.1 / ø5.1          |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
|              | BTI® Hexágono externo                    | ø4.1 / ø5.5                 |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
| IPD/AA-TW-50 | Nobel Biocare® Branemark System®         | ø5.1                        | 72°     | 2.85              | M2.5x0.45 | 1.61          | 4.8           | 6.41           | TPA                | 20     |
| IPD/AB-TR-50 | Multi-Unit                               | ø4.8                        | Piatto  | 2.3               | M1.4x0.3  | 1.5           | 2.1           | 3.6            | TPA                | 15     |
| IPD/AC-TN-50 | Nobel Biocare® Nobel Replace® Select     | ø3.5                        | Piatto  | 2.25              | M1.8x0.35 | 1.4           | 6.1           | 7.5            | TPA                | 20     |
| IPD/AC-TN-51 | Nobel Biocare® Nobel Replace® Select     | ø3.5                        | Piatto  | 2.25              | M1.8x0.35 | 1.4           | 5.4           | 6.8            | TPA                | 20     |
| IPD/AC-TR-50 | Nobel Biocare® Nobel Replace® Select     | ø4.3 / ø5.0                 | Piatto  | 2.3               | M2x0.4    | 1.4           | 7.4           | 8.8            | TPA                | 20     |
|              | Astra® Osseospeed™                       | ø4.5-ø5.0                   |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
| IPD/AC-TR-51 | Nobel Biocare® Nobel Replace® Select     | ø4.3 / ø5.0                 | Piatto  | 2.3               | M2x0.4    | 1.3           | 6.8           | 8.1            | TPA                | 20     |
| IPD/AD-TR-50 | Nobel Biocare® Nobel Active®             | ø4.3                        | 75°     | 2.3               | M2x0.4    | 2.0           | 5.0           | 7              | TPA                | 20     |
| IPD/AD-TT-50 | Nobel Biocare® Nobel Active®             | ø3.0                        | 70°     | 2.30              | M1.4x0.3  | 2             | 4.65          | 6.65           | TPA                | 15     |
| IPD/BB-TR-51 | Biomet® 3I® Certain®                     | ø3.4 / ø4.1 / ø5.0          | Piatto  | 2.25              | M1.6x0.35 | 1.35          | 6.25          | 7.6            | TPA                | 20     |
| IPD/CA-TR-50 | Klockner® SK2-NK2                        | ø4.2                        | 90°     | 2.3               | M1.8x0.35 | 1.50          | 3.00          | 4.5            | TPA                | 20     |
| IPD/CB-TR-50 | Klockner® Essential Cone®                | ø4.5                        | 90°     | 2.3               | M1.8x0.35 | 1.65          | 4.85          | 6.5            | TPA                | 20     |
| IPD/DA-TR-50 | Straumann® Tissue Level (Sobre SynOcta®) | ø4.8 / ø6.5                 | 90°     | 2.3               | M2x0.4    | 1.65          | 3.32          | 4.97           | TPA                | 20     |
| IPD/DA-TR-51 | Straumann® Tissue Level (Implant level)  | ø4.8 / ø6.5                 | 30°     | 2.3               | M2x0.4    | 2.65          | 3.65          | 6.3            | TPA                | 20     |
| IPD/DB-TR-50 | Straumann® Bone Level                    | ø3.3 / ø4.1                 | 30°     | 2.3               | M1.6x0.35 | 2.15          | 5.55          | 7.7            | TPA                | 20     |
| IPD/EA-TN-50 | Astra® Osseospeed™                       | ø3.0                        | 120°    | 2.25              | M1.4x0.35 | 1.65          | 5.45          | 7.1            | TPA                | 15     |
| IPD/EA-TR-50 | Astra® Osseospeed™                       | ø3.5-ø4.0                   | Piatto  | 2.25              | M1.6x0.35 | 1.35          | 6.05          | 7.4            | TPA                | 20     |
| IPD/EA-TR-51 | Astra Uni 20° / 45°                      | All                         | Piatto  | 2.3               | M1.4x0.3  | 1.50          | 2.90          | 4.4            | TPA                | 15     |
| IPD/EB-TN-50 | Astra® Evolution®                        | ø3.6                        | 60°     | 2.3               | M1.6x0.35 | 1.99          | 5.11          | 7.1            | TPA                | 20     |
| IPD/EB-TR-50 | Astra® Evolution®                        | ø4.2                        | 100°    | 2.3               | M1.8x0.35 | 2.22          | 5.38          | 7.6            | TPA                | 20     |
| IPD/FA-TR-50 | Zimmer® Screw Vent®                      | ø3.5 / ø4.5 / ø5.7          | 140°    | 2.25              | M1.8x0.35 | 1.73          | 4.97          | 6.7            | TPA                | 20     |
| IPD/GA-TN-50 | BTI® Externa Universal                   | ø3.5                        | Piatto  | 2.3               | M2x0.4    | 1.5           | 3.6           | 5.1            | TPA                | 20     |
| IPD/GB-TR-50 | BTI® Interna                             | Universal ø4.1 / Ancha ø5.5 | Piatto  | 2.3               | M1.8x0.35 | 1.5           | 5.0           | 6.5            | TPA                | 20     |
| IPD/HA-TN-50 | Microdent® Microdent® System             | ø3.5                        | 140°    | 2.3               | M1.8x0.35 | 1.6           | 4.0           | 5.6            | TPA                | 20     |
| IPD/HA-TR-50 | Microdent® Microdent® System             | ø4.2 / ø5.1                 | 120°    | 2.3               | M2x0.4    | 1.85          | 4.15          | 6              | TPA                | 20     |
| IPD/IA-TR-50 | Dentsply® Xive® Friadent®                | ø3.4 / ø3.8 / ø4.5          | 90°     | 2.3               | M1.6x0.35 | 1.66          | 5.44          | 7.1            | TPA                | 20     |

# VITI TPA

I marchi citati non sono di proprietà di Baggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.



| REFERENCE    | COMPATIBILITA'                   | PIATTAFORMA               | BATTUTA | TESTA<br>DIAMETRO | METRICA   | TESTA<br>(L1) | CORPO<br>(L2) | TOTALE<br>(LT) | CHIAVE<br>UTENSILE | TORQUE |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------|
| IPD/IB-TR-51 | Dentsply® Ankylos®               | C/X                       | 60°     | 2.3               | M1.8x0.35 | 1.89          | 5.41          | 7.3            | TPA                | 20     |
| IPD/LB-TR-50 | BioHorizons® Tapered Internal    | ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7 | 90°     | 2.3               | M1.8x0.35 | 1.89          | 4.61          | 6.5            | TPA                | 20     |
| IPD/MA-TN-50 | Sweden & Martina® Outlink®       | ø3.3                      | 120°    | 2.3               | M1.8x0.35 | 1.59          | 4.21          | 5.8            | TPA                | 20     |
| IPD/MB-TN-50 | Sweden & Martina® Premium™Kohno® | ø3.3 / ø3.8               | 120°    | 2.3               | M1.8x0.35 | 1.52          | 4.88          | 6.4            | TPA                | 20     |
|              | Phibo® TSH®                      | S2                        |         |                   |           |               |               |                |                    |        |
| IPD/MB-TR-50 | Sweden & Martina® Premium™Kohno® | ø4.25 / ø5.0              | 120°    | 2.3               | M2x0.4    | 1.55          | 4.85          | 6.4            | TPA                | 20     |
| IPD/TA-TT-50 | MIS® Seven®                      | Narrow 3.3                | 120°    | 2.3               | M1.6x0.35 | 1.62          | 4.83          | 6.45           | TPA                | 20     |
| IPD/TB-TR-50 | MIS® C1/V3®                      | Standard                  | 120°    | 2.3               | UNF 1-72  | 2.26          | 4.94          | 7.20           | TPA                | 20     |

